

ALEO®

Complices
de votre
sourire.



Leone®




ALIEO est un aligneur orthodontique et un service intégré de pointe, **l'allié de tous les protagonistes du traitement.**

L'ensemble du processus est guidé à travers la Plateforme DSL pour un appareil orthodontique **à la mesure du patient et du clinicien.**

Le plan de traitement ALIEO est conçu et fabriqué selon des **standards de qualité égaux dans le monde entier.**

ALIEO est totalement **Made in Italy** et fini à la main pour un confort optimal.

ALIEO[®]



ALLEO
est une ultérieure
option de haute
qualité qui élargit
le ventail de
possibilités pour le
traitement de cas
orthodontiques.

Caractéristiques techniques



ALEO®

1 - Transparent

Thermoformé à 6 ATM sur des modèles 3D imprimés à 100 microns

2 - Sûr

Thermoformé sur une matière PET-G biocompatible

3 - Précis

Coupe à la marge gingivale

4 - Résistant

Coupe palatine linéaire de la canine à la canine

5 - Confortable

Finition à la main

6 - Efficace

Taquets exclusifs conçus avec la collaboration d'orthodontistes experts

Comment cela fonctionne

Accedi alla piattaforma

Inscrivez-vous gratuitement sur la Plateforme DSL par le site www.dsleone.fr

Créer le nouveau cas

Entrez les données du patient, le diagnostic, le indications cliniques et envoyez des empreintes physiques ou numériques

Des doutes ? Pré-étude !

Gratuite et rapide, la pré-étude est une première étude de faisabilité, avec estimation du nombre de gouttières et le coût

Recevoir l'étude du cas

Suivant les indications cliniques, DSL conçoit le plan de traitement

Évaluer la proposition

Visualisez la proposition avec ViewALLEO, puis confirmez le traitement ou indiquez d'éventuelles modifications

Livraison au cabinet

DSL crée les aligneurs et les éventuelles gouttières de transfert pour créer les taquets et les envoie à l'adresse du cabinet

Commencer le traitement

Donnez au patient le premier jeu de gouttières ALLEO et la Smile Box, le kit de nettoyage quotidien des gouttières d'alignement

Tout gérer dans le journal du cas

Demandes de réimpression, contentions, informations et bien plus encore : le tout dans le Journal du Cas, le tchat dédié à chaque patient

ALLEO[®]

Pré-étude

Vous pouvez activer **gratuitement** la pré-étude, une phase qui précède la demande d'étude (set-up), utile pour répondre à un patient intéressé par le traitement ALLEO. Ainsi, en peu de temps, il est possible de savoir **si son sourire peut être soigné avec cette méthode**, quelle est l'**estimation du nombre d'aligneurs** nécessaires - et donc la **durée** relative du traitement - ainsi qu'une **indication de coût**.

Aide et Soutien

Journal du cas - Messagerie dédiée au cas particulier où DSL et le clinicien peuvent échanger et trouver tous les contenus à propos du traitement.

Contact direct - Possibilité de parler avec le service client DSL ou directement avec les techniciens dentaires qui ont conçu le plan de traitement !

Calendrier

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Pré-étude | 5 jours ouvrés |
| Étude du cas | 5 jours ouvrés* |
| Livraison | 10 jours ouvrés** |
| Révision simple | 2 jours ouvrés |
| Révision complexe | 5 jours ouvrés |

* A partir de la validation des empreintes

** A partir de la confirmation de la commande

Maximum de liberté de choix

Nous savons que **la complexité d'un cas ne dépend pas uniquement de la malocclusion initiale**, mais aussi du patient que nous avons devant : motivé ou plus distrait, précis dans le traitement avec l'appareil ou plus négligent.

Il y a beaucoup d'aspects qui affectent le succès d'un traitement avec des aligneurs !

C'est pourquoi ALLEO peut être acheté avec **plusieurs options de paiement** qui laissent le clinicien libre de choisir le meilleur traitement en fonction des besoins.

1. La Pré-étude peut toujours être demandée et n'est pas liée à l'achat.
2. Par arcade traitée.
3. Jusqu'à un maximum de 90 gouttières au total par traitement et pour une durée de validité de trois ans après la date d'achat.
4. Avec ALLEO COMPLET, la délivrance du traitement est divisée en étapes de 10 aligneurs par arcade et une gouttière de contrôle intermédiaire sera fournie, que le patient portera pour 10 jours. Si nécessaire, nous reverrons le traitement.
5. Forfait supplémentaire achetable en combinaison avec ALLEO SUR MESURE.

ALLEO[®]

| | ALLEO SUR MESURE | ALLEO COMPLET |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Pré-étude gratuite ¹ | Inclus | Inclus |
| Set-up initial + logiciel de visualisation | Inclus | Inclus |
| Aligneurs prévus dans le set-up | Inclus | Inclus |
| Gouttière de positionnement des taquets | Inclus | Inclus |
| Gouttière de contention ² | Inclus | Inclus |
| Smile Box pour le patient | Inclus | Inclus |
| Frais de port | Inclus | Inclus |
| Aligneurs supplémentaires ³ | - | Inclus |
| Traitement par étapes ⁴ | - | Inclus |
| Réimpressions pour rupture/perte | - | Inclus |
| Deux setups de contrôle | - | Inclus |

ALLEO **EXTRA** ⁵

| | |
|---|--------|
| Six aligneurs de finition/réimpression | Inclus |
| Un set-up de contrôle | Inclus |

Traitement par étapes

Pour les plans de traitement achetés avec l'option **ALLEO Complet**, la délivrance est divisée en étapes de 10 aligneurs par arcade.

Une gouttière de contrôle intermédiaire est également fournie, que le patient portera pour 10 jours.

Si l'adhérence n'était pas correcte, nous reverrions le traitement !

Avantages

- Soutien ponctuel pour le contrôle de l'état d'avancement du cas
- L'obligation de vérification intermédiaire qualifie le clinicien aux yeux du patient
- Plus de chances de terminer le traitement selon le plan de traitement
- Résultats intermédiaires font sentir le patient suivi
- La réalisation de micro-objectifs est plus motivant

The logo for ALLEO, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The letters are white with a dark outline, set against a dark, rounded rectangular background.

Livraison



Chaque traitement ALLEO est délivré dans une **Treatment Box**, dans laquelle le clinicien peut trouver les instructions, la documentation accessoire et les gouttières d'alignement correctement divisées et numérotées.

Avec le traitement, la **Smile Box ALLEO** est délivrée, un kit conçu pour aider le patient dans la gestion quotidienne des aligneurs.

- **Instructions pour les patients**
- **Étui slim ALLEO**
- **Étui slim ALLEO**
- **Pochette en coton bio pour tout emporter sur soi**




ALLEO est un dispositif médical sur-mesure
réalisé exclusivement par
Digital Service Leone.

En savoir plus sur www.dsleone.fr

Suivez-nous sur



**Inscrivez-vous gratuitement
à la Plateforme DSL**



FR-05-23

Digital Service Leone S.r.l.

Via Pratese 160/B

50145 – Florence – Italie

+39 34.50.69.93.57

info@dsleone.fr

www.dsleone.fr



Société du Groupe

